

VAPO-CLEAN

SOLUTION DE NETTOYAGE & DE DÉSINFECTION



PRENEZ SOIN DE VOS FÛTS ET CUVES

L'utilisation des produits VAPO-CLEAN aura pour effet d'augmenter la longévité de vos fûts et cuves grâce au nettoyage et à une désinfection en profondeur optimale.

RAPIDE

EFFICACE

VAPEUR

MODULABLE

TRAITEMENT
RAPIDE EN 5 À 10
MINUTES*

RÉSULTAT IMMÉDIAT,
NETTOIE LES RÉSIDUS
ET DÉTRUIT LES
BRETTANOMYCES**

5 À 30 KG/H
DE VAPEUR

S'ADAPTE AUX
CUVES INOX ET
BOIS
OPTION : SORTIE
DOUBLE CANNES
30 KG/H



VAPO-CLEAN™ 20



Adaptation du VAPO-CLEAN™ à une station de lavage

* Temps de traitement après cycle de démarrage de 10min

**Forme de la levure la plus active (Viable et Cultivable - VC)

① RESPECTE VOS FÛTS

VAPO-CLEAN™ augmente la **longévité de vos cuves / fûts** grâce au nettoyage et à une désinfection en profondeur optimale. Le fût de chêne est l'un de vos investissements le plus important, vous réalisez donc d'importantes économies.

② NETTOIE

La vapeur ouvre les pores du bois, **libérant le tartre, le vin et les tanins qui ont été absorbés par le bois.**

Le traitement par VAPO-CLEAN™ revitalise le bois des fûts tout en protégeant les caractères organoleptiques du chêne.

③ DÉSINFECTE

L'utilisation de la vapeur permet une **élimination de plus de 99% des organismes en présents** dans vos cuves et fûts, notamment les **Brettanomyces**. De nombreuses études ont démontré que la désinfection vapeur était **le système le plus efficace pour nettoyer en surface et en profondeur.**



CARACTÉRISTIQUES VAPO-CLEAN™

Caractéristiques VAPO-CLEAN	5	10	15	20	30 et 30D
Production de vapeur	5kg/h	10kg/h	15kg/h	20kg/h	30kg/h
Alimentation électrique	230V / 1 Ph / 50 Hz		380 V / 3 Ph / 50 Hz		
	17,1	34,2			
Intensité électrique	5,3	10,6	15,9	21,2	31,8
	36 min	18 min	12 min	9 min	6 min
Temps de traitement (pour 228L)					
Diamètre canne	26 mm				
Poids	43 kg				57 kg
Longueur tuyau vapeur (m)	3 m				

PODIUM DES SOLUTIONS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION



R-TECH SOLUTIONS™

 ZAC PORTE DE BEAUNE
21200 BEAUNE, FRANCE

 rtech-oenologie@rtech-group.com

  @RtechOenologie

 +33 9 83 21 53 33 (TEL)
+33 9 82 63 25 67 (FAX)

 www.rtech-group.com

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

EN SAVOIR +

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du VAPO-CLEAN™, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe, en nous téléphonant ou en nous envoyant un mail.